



86610225

Mangeshikar Uterus-Manipulator, Spannschaft



Technische Daten

Reinigung und Wiederaufbereitung

| | |
|-----------------------------|---------------------|
| Wiederverwendbar | Ja |
| Manuelle Wiederaufbereitung | Ja, bezogen auf IFU |
| Waschmaschine | 95 °C |
| Autoklav-Sterilisation | max. 137 °C |

Zulassungen

| | |
|--------------------------|------------|
| Richtlinie 93/42 EWG | Klasse IIa |
| Verordnung (EU) 2017/745 | N/A |
| FDA Zulassung | N/A |

Zusätzliche Produktinformation

| | |
|--------------------|----------------|
| Verpackungseinheit | 1 |
| GTIN | 04250418725415 |