

89102004

Adapter monopolar



## Technische Daten

### Maße und Gewichte

### Grundeigenschaften

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Kabel Stecker instrumentenseitig | Valleylab, Conmed, International        |
| Kabel Stecker generatoreitig     | Martin, Berchtold, Aesulap GK 55, GK 60 |

### Reinigung und Wiederaufbereitung

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| Wiederverwendbar            | Ja                  |
| Manuelle Wiederaufbereitung | Ja, bezogen auf IFU |
| Waschmaschine               | 95 °C               |
| Autoklav-Sterilisation      | max. 137 °C         |

### Zulassungen

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Richtlinie 93/42 EWG     | N/A      |
| Verordnung (EU) 2017/745 | Klasse I |
| FDA Zulassung            | N/A      |

### Zusätzliche Produktinformation

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| Zubehörbemessungsspannung | max. 5 kVp     |
| Verpackungseinheit        | 1              |
| GTIN                      | 04250418736749 |