81120301

Bipolare Pinzette mit Spülung, bajonett



200 mm











Technische Daten

Maße und Gewichte

Gesamtlänge

dodamango	200 11111
Gesamtlänge in Zoll	7,87 "
Spitzenbreite	1 mm
Grundeigenschaften	
Pinzettenform	bajonett
Spitzenform	gerade
Anschluss	2-Pin-Stecker
mit Spülung	Ja
Reinigung und Wiederaufbereitung	
Wiederverwendbar	Ја
Manuelle Wiederaufbereitung	Ja, bezogen auf IFU
Waschmaschine	95 °C
Autoklav-Sterilisation	max. 137 °C
Zulassungen	
Richtlinie 93/42 EWG	Klasse IIb
Verordnung (EU) 2017/745	N/A
FDA Zulassung	Klasse II
Zusätzliche Produktinformation	
Zubehörbemessungsspannung	max. 500 Vp
Verpackungseinheit	1
GTIN	04250418707596