

85637007

## Bipolare Tastelektrode



### Technische Daten

#### Maße und Gewichte

Gesamtlänge	215 mm
Gesamtlänge in cm	21,5 cm
Winkel	45 °

#### Grundeigenschaften

Elektrodenform	Tast
----------------	------

#### Reinigung und Wiederaufbereitung

Wiederverwendbar	Ja
Manuelle Wiederaufbereitung	Ja, bezogen auf IFU
Waschmaschine	95 °C
Autoklav-Sterilisation	max. 137 °C

#### Zulassungen

Richtlinie 93/42 EWG	Klasse IIb
Verordnung (EU) 2017/745	N/A
FDA Zulassung	N/A

#### Zusätzliche Produktinformation

Zubehörbemessungsspannung	max. 500 Vp
Verpackungseinheit	1
GTIN	04250418739344