


80100092

Bipolares Kabel



Technische Daten

Maße und Gewichte

|             |     |
|-------------|-----|
| Kabel Länge | 3 m |
|-------------|-----|

Grundeigenschaften

|                                  |                       |
|----------------------------------|-----------------------|
| Kabel Stecker instrumentenseitig | Stecker Zange R. Wolf |
| Kabel Stecker generatorentseitig | Erbe                  |

Reinigung und Wiederaufbereitung

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| Wiederverwendbar            | Ja                  |
| Manuelle Wiederaufbereitung | Ja, bezogen auf IFU |
| Waschmaschine               | 95 °C               |
| Autoklav-Sterilisation      | max. 137 °C         |

Zulassungen

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Richtlinie 93/42 EWG     | N/A       |
| Verordnung (EU) 2017/745 | Klasse I  |
| FDA Zulassung            | Klasse II |

Zusätzliche Produktinformation

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| Zubehörbemessungsspannung | max. 1 kVp     |
| Verpackungseinheit        | 1              |
| GTIN                      | 04250418700733 |