


85721120

## BiTech Bipolare Schere



### Technische Daten

#### Maße und Gewichte

Gesamtlänge	210 mm
Gesamtlänge in cm	21 cm

#### Grundeigenschaften

Scherenblatt	Schlankes Blatt
Scherengriff	gerade

#### Reinigung und Wiederaufbereitung

Wiederverwendbar	Ja
Manuelle Wiederaufbereitung	Ja, bezogen auf IFU
Waschmaschine	95 °C
Autoklav-Sterilisation	max. 137 °C

#### Zulassungen

Richtlinie 93/42 EWG	Klasse IIb
Verordnung (EU) 2017/745	N/A
FDA Zulassung	Klasse II

#### Zusätzliche Produktinformation

Zubehörbemessungsspannung	max. 300 Vp
Verpackungseinheit	1
GTIN	04250418724463