

**80622331**

CLARIS Non-Stick Bipolare Pinzette, bajonett, gewinkelt



## Technische Daten

### Maße und Gewichte

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Gesamtlänge         | 220 mm |
| Gesamtlänge in Zoll | 8,66 " |
| Spitzenbreite       | 1 mm   |

### Grundeigenschaften

|               |                    |
|---------------|--------------------|
| Pinzettenform | bajonett           |
| Spitzenform   | aufwärts gewinkelt |
| Anschluss     | 2-Pin-Stecker      |

### Reinigung und Wiederaufbereitung

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| Wiederverwendbar            | Ja                  |
| Manuelle Wiederaufbereitung | Ja, bezogen auf IFU |
| Waschmaschine               | 95 °C               |
| Autoklav-Sterilisation      | max. 137 °C         |

### Zulassungen

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Richtlinie 93/42 EWG     | Klasse IIb |
| Verordnung (EU) 2017/745 | N/A        |
| FDA Zulassung            | Klasse II  |

### Zusätzliche Produktinformation

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| Zubehörbemessungsspannung | max. 500 Vp    |
| Verpackungseinheit        | 1              |
| GTIN                      | 04250418706315 |