

**89730112**

Monopolare Pinzetten, gerade



## Technische Daten

### Maße und Gewichte

|                     |         |
|---------------------|---------|
| Gesamtlänge         | 300 mm  |
| Gesamtlänge in Zoll | 11,81 " |
| Spitzenbreite       | 2,4 mm  |

### Grundeigenschaften

|               |        |
|---------------|--------|
| Pinzettenform | gerade |
|---------------|--------|

### Reinigung und Wiederaufbereitung

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| Wiederverwendbar            | Ja                  |
| Manuelle Wiederaufbereitung | Ja, bezogen auf IFU |
| Waschmaschine               | 95 °C               |
| Autoklav-Sterilisation      | max. 137 °C         |

### Zulassungen

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Richtlinie 93/42 EWG     | Klasse IIb |
| Verordnung (EU) 2017/745 | N/A        |
| FDA Zulassung            | N/A        |

### Zusätzliche Produktinformation

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| Zubehörbemessungsspannung | max. 2 kVp     |
| Verpackungseinheit        | 1              |
| GTIN                      | 04250418730280 |