



FOCUS ON BETTER SOLUTIONS

Als innovatives, mittelständisches Unternehmen der Medizintechnik mit ca. 100 Mitarbeitern sind wir spezialisiert auf die Herstellung von Instrumenten für die Hochfrequenzchirurgie.

Für unsere Instrumentenfertigung suchen wir zur Verstärkung zum nächstmöglichen Eintritt eine/n

Mitarbeiter/-innen Instrumentenfertigung und Montage (m/w/d)

Ihre Aufgaben:

- Vorbereiten von Kleinteilen zur Montage (schleifen, entgraten, entfetten, ggf. reinigen, strahlen)
- Montage von Baugruppen nach Arbeitsplan, sowie sämtliche montagebegleitende Tätigkeiten wie bohren, biegen, richten, löten, schweißen, kleben, crimpen, mattieren, etc.)
- Qualitätsprüfungen und Dokumentation der Arbeitsschritte

Wir erwarten:

- handwerkliches Geschick
- Erfahrung in der Metall- und/oder Kunststoffverarbeitung
- ein hohes Maß an Qualitätsbewusstsein und Sauberkeit
- Einsatz- und Lernbereitschaft, Zielstrebigkeit, Verantwortungsbewusstsein

Wir bieten ein auf Langfristigkeit angelegtes, unbefristetes Beschäftigungsverhältnis und eine leistungsgerechte Vergütung. Es erwartet Sie eine interessante, abwechslungsreiche und verantwortungsvolle Tätigkeit in einem modernen, innovativen Arbeitsumfeld.

Wenn Sie es gewohnt sind, zuverlässig und engagiert Ihre Arbeit auszuführen, würden wir Sie gerne kennen lernen.

Interesse?

Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung



Günter Bissinger
Medizintechnik GmbH
Personalabteilung
Hans Theisen Str.1
D-79331 Teningen

T +49 7641-91433-0
F +49 7641-91433-33
E kariere@bissinger.com

www.bissinger.com